



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

# PANDUAN PENGUNAAN

*Pemindahan Aset via Android  
(Mutation Permanen)*


**SISTEM ASET MANAGEMENT  
RUMAH SAKIT (SAMRS)**




PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

## Pemindahan Aset via Android (Mutation Permanen)

- 1) Pilih menu “**Mutation**” di tampilan home SAMRS versi android.



- 2) Cari data pengajuan mutasi aset yang sudah diapprove dengan status “**Approved**”. Pencarian bisa berdasarkan nama alat, merk, tipe, nomor seri atau ruangan.



- 3) Setelah ditemukan, klik tombol “**Moved**”.


- 4) Silahkan isi form pemindahan aset mutasi. Klik tombol ceklis “*Asset Moved*”.

MUTATION FORM	
MUT-2295	
DESTINATION PIC	Ferdy
APPROVAL PIC	Ricky Fitrah
MUTATION TYPE	<input type="radio"/> Temporary <input checked="" type="radio"/> Permanent
DESCRIPTION	Alat lengkap
MUTATION APPROVAL	
APPROVAL	<input checked="" type="radio"/> Approve <input type="radio"/> Reject
APPROVAL BY	Ricky Fitrah
APPROVAL DATE	2023-02-06 16:04:26
APPROVAL NOTE	OK
ACTUAL PROCESS	
ACTUAL MOVEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> Asset Moved
MOVEMENT BY	Abdul
MOVING DATE	2023-02-06 16:19:08

- 5) Setelah form diisi, klik tombol “**Moved**”.

ACTUAL PROCESS	
ACTUAL MOVEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> Asset Moved
MOVEMENT BY	Abdul
MOVING DATE	2023-02-06 16:19:08
CLOSE	
MOVED	

- 6) Arahkan kamera pada label QR Code yang tertera di alat yang ingin dipindahkan.



- 7) Proses pemindahan sudah selesai, status mutasi akan berubah dari “*Approved*” ke “*Mutation Completed*”.



- 8) Lokasi alat akan berubah sesuai lokasi tujuan mutasi. Contoh disini dari ruang “NICU” ke “PERINATOLOGI”.
- 9) Tahap selanjutnya adalah konfirmasi pemindahan alat oleh penanggungjawab aset lokasi pemindahan (PIC Destination).