



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

*Menambah Data Aksesoris Aset
Inventory*

**SISTEM ASET MANAGEMENT
RUMAH SAKIT (SAMRS)**




PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Menambah Data Aksesoris Aset Inventory


- 1) Menambah data aksesoris aset inventory hanya bisa dilakukan SAMRS versi website, silahkan buka SAMRS versi website.
- 2) Jika ingin menambah aksesoris aset medik klik menu “*Asset > Medical Equipment > Inventory*” di sidebar (sisi kiri).



- 3) Tetapi jika ingin menambah aksesoris aset non medik klik menu “*Asset > Non-Medical Equipment > Inventory*” di sidebar (sisi kiri).




- 4) Jika menu tersebut tidak muncul/tersedia silahkan hubungi Administrator SAMRS untuk dibuka akses ke menu inventory.
- 5) Akan muncul tabel daftar aset. Klik tombol “**Add New**”. Jika tombol tersebut tidak muncul silahkan hubungi Administrator SAMRS untuk dibuka akses untuk menambah data aset.




6) Pada pengisian “ASSET CATEGORY”, silahkan pilih sesuai jenis aset :

- Jika aset aksesoris **Medik** maka pilih “**Medical Equipment, Accesories**”.



- Jika aset aksesoris **Non Medik** maka pilih “**Non-Medical, Accessories**”.



- Jika aset aksesoris **IT** maka pilih “**IT Hardware, Accessories**”.

***Note :** Jika kategori tidak tersedia, silahkan tambah kategori di Menu “*Master Data > Inventory Category*”.

- 7) Setelah kategori dipilih, akan muncul form input data aset. Silahkan anda isi form tersebut yang terbagi pada beberapa bagian. Dari bagian tersebut, yang wajib diisi yaitu bagian **UTAMA** (nama alat/aset master, brand/merk dan location/lokasi).

A. Bagian Utama

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	ASSET CATEGORY <i>(wajib diisi)</i>	Kategori aset. Silahkan pilih “ Medical Equipment, Accesories ”.
2	ASSET PARENT <i>(opsional)</i>	Merupakan aset induk dari aset aksesoris. Aset induk yang tampil berdasarkan dari aset unit medik dan non medik. *Noted : Pastikan aset induk sudah

		diinput terlebih dahulu sebelum anda menambah aset aksesoris.
3	ASSET MASTER <i>(wajib diisi)</i>	Standar penamaan aset. Jika nama aset yang ingin ditambah tidak tersedia, silahkan tambah di menu “ Master Data > Inventory Master ”.
4	ASSET NAME <i>(wajib diisi)</i>	Nama alias aset. Nama yang muncul pada tabel data inventory.
5	ASSET DESC <i>(opsional)</i>	Deskripsi aset.
6	BRAND <i>(opsional)</i>	Pilihan merk aset. Jika tidak tersedia, klik simbol (+) untuk tambah baru merk.
7	TYPE <i>(opsional)</i>	Tipe aset.
8	SERIAL NO <i>(opsional)</i>	Nomor seri aset.
9	LOCATION/ROOM <i>(wajib diisi)</i>	Lokasi aset mengikuti lokasi Asset Parent .
10	ASPAK CODE <i>(opsional)</i>	Kode yang mengacu dari ASPAK milik kemenkes. Otomatis akan muncul setelah pilih “ ASSET MASTER ”.
11	ASPAK NAME <i>(opsional)</i>	Nama aset yang terdata di nomenklatur ASPAK milik kemenkes. Otomatis akan muncul setelah pilih “ ASET MASTER ”.
12	AKL/AKD NUMBER <i>(opsional)</i>	Nomor surat izin edar aset.
13	ROOM STANDAR ASPAK <i>(opsional)</i>	Nama ruangan yang tercatat pada sistem ASPAK.

14	HOSPITAL/SIMAK CODE <i>(optional)</i>	Kode yang mengacu dari SIMAK/SAKTI milik kemenkeu. Otomatis akan muncul setelah pilih “ASET MASTER”.
15	HOSPITAL/SIMAK NAME <i>(optional)</i>	Nama aset yang terdata di nomenklatur SIMAK/SAKTI milik kemenkeu. Otomatis akan muncul setelah pilih “ASET MASTER”.
16	NUP <i>(optional)</i>	Nomor urut pendaftaran yang diterbitkan dari SIMAK/SAKTI.
17	CALIBRATION REQ	Jika alat tersebut perlu dilakukan kalibrasi rutin maka pilih “YES” namun jika tidak pilih “NO”.
18	RISK LEVEL <i>(optional)</i>	Level resiko aset.

B. Bagian Tab “General”

The screenshot shows the 'Add New Non Medical Inventory' form. The 'GENERAL' tab is selected. Fields include: TYPE (PRO 600), SERIAL NO (U000189), LOCATION / ROOM (Bedah Sentral | Lantai 1 | Operating Room), CALIBRATION REQ (Off), RISK LEVEL (Medium), and various dates and conditions. Red boxes highlight the 'PROCUREMENT DATE' and 'WARRANTY EXPIRED' fields, with red arrows pointing to them from the text below.

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	PROCUREMENT DATE <i>(optional)</i>	Tanggal pengadaan/pembangunan aset.

2	RECEIVED DATE <i>(optional)</i>	Tanggal masuk.
3	PRICE BUY <i>(optional)</i>	Harga nilai aset.
4	SUPPLIER/VENDOR <i>(optional)</i>	Supplier pengadaan aset.
5	CONDITION <i>(optional)</i>	Kondisi aset.
6	OWNERSHIP <i>(optional)</i>	Kepemilikan aset.
7	SOURCE OF FUNDS <i>(optional)</i>	Sumber dana aset.
8	STATUS ACTIVATION <i>(optional)</i>	Status aset aktif atau tidak aktif.
9	INACTIVE DATE <i>(optional)</i>	Tanggal non aktif aset.
10	WARRANTY EXPIRED <i>(optional)</i>	Batas masa garansi.
11	INSURANCE EXPIRED <i>(optional)</i>	Batas masa support dari pihak III.
12	ELECTRICAL OUTPUT <i>(optional)</i>	Daya listrik aset.
13	OTHER INFORMATION <i>(optional)</i>	Catatan informasi lainnya.

C. Bagian Tab “Code”

The screenshot shows the 'Add New Non Medical Inventory' form. The 'CODE' tab is active, and several fields are highlighted with red boxes and arrows:

- EQ. CODE:** ITHA-998
- BARCODE:** 06/CODERS/NON/2021
- TERACODE:** (empty)
- OTHER CODE 1:** NAM-124
- OTHER CODE 2:** OTH-7

Other visible fields include: ASSET CATEGORY (IT Equipment Accessories), ASSET PARENT (ULTRASONOGRAPHY | MEQ-579), ASSET MASTER NAME (UPS IT ACS), ASSET NAME (UPS IT ACS), ASSET DESC (OPTIONAL) (UPS IT ACS), BRAND (LUMINOUS), TYPE (PRO 600), SERIAL NO (U000189), LOCATION / ROOM (Bedah Sentral | Lantai 1 | Operating Room), ASPAK CODE, ASPAK NAME, AKL / AKD NUMBER, ROOM STANDARD ASPAK, HOSPITAL/SIMAK CODE (3.06.01.01.048), HOSPITAL/SIMAK NAME (Uninterruptible Power Suppl), NUP (200), CALIBRATION REQ (OFF), and RISK LEVEL (Medium).

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	EQ. CODE	Kode aset yang dibuat otomatis oleh sistem SAMRS. Silahkan dikosongkan.
2	BARCODE <i>(optional)</i>	Kode aset internal rumah sakit bila perlu dimasukkan untuk dimunculkan di label QR Code.
3	TERACODE <i>(optional)</i>	Kode aset akunting.
4	OTHER CODE 1 <i>(optional)</i>	Kode lain.
5	OTHER CODE 2 <i>(optional)</i>	Kode lain.

D. Bagian Tab “File”

Tab file berfungsi untuk memasukkan file terkait aset seperti foto, dokumen kontrak, SOP, dll.

The screenshot shows the 'Add New Non Medical Inventory' form with the 'FILE' tab selected. The form contains various input fields for asset details. Below the tabs, there is a section for uploading files, with a red box highlighting the 'Upload new file' button. A table below shows a list of files with columns for file number, file name, file category, and action buttons.

#	File Name	File Category	Action
1	1214_User_Manual_UPS.pdf	USER MANUAL	[Upload] [Delete]
2	1213_SOP_Penggunaan_UPS.pdf	STD. OPERATING PROCEDURE (SOP)	[Upload] [Delete]
3	1212_UPS_image.jpg	EQUIPMENT PHOTO	[Upload] [Delete]

E. Bagian Tab “Depreciation”

The screenshot shows the 'Add New Non Medical Inventory' form with the 'DEPRECIATION 1' tab selected. The form contains various input fields for depreciation details. Red boxes highlight the 'PROCUREMENT DATE' and 'YEAR OPERATION' fields.

PROCUREMENT DATE	2020-08-06	RESIDUAL VALUE	Rp. 0
YEAR OPERATION	2020	YEAR DEPRECIATION	Rp. 2,000,000
PO. NUMBER	DEMO-SAMRS/KEU/LOG/PO/XI/2020	ACCUMULATED DEPRECIATION	Rp. 6,000,000
PRICE	Rp. 10,000,000	BOOK VALUE	Rp. 4,000,000
EXPECTATION LIFE TIME	5 Year		
CALCULATION DATE	2020-08-06		

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	PROCUREMENT DATE (<i>opsional</i>)	Tanggal pengadaan/pembangunan aset.
2	YEAR OPERATION (<i>opsional</i>)	Tahun operasi aset.

3	PO. NUMBER <i>(optional)</i>	Nomor Purchase Order pembelian aset.
4	PRICE <i>(optional)</i>	Harga nilai aset gedung.
5	EXP. LIFE TIME <i>(optional)</i>	Harapan usia aset gedung dalam satuan tahun.
6	CALCULATION DATE <i>(optional)</i>	Tanggal mulai perhitungan depresiasi aset. “ Calculation Date ” diisi jika perhitungan depresiasi aset bukan dari tanggal pengadaan (Procurement Date).
7	RESIDUE VALUE <i>(optional)</i>	Nilai residu aset.
8	YEAR DEPRECIATION	Nilai penyusutan pertahun akan muncul berdasarkan perhitungan : ✓ Procurement Date/Calculation Date ✓ Price ✓ Expectation Life Time
9	ACCUMULATED DEPRECIATION	Nilai akumulasi aset akan muncul berdasarkan perhitungan : ✓ Procurement Date/Calculation Date ✓ Price ✓ Expectation Life Time
10	BOOK VALUE	Nilai aset akan muncul berdasarkan perhitungan : ✓ Procurement Date/Calculation Date ✓ Price ✓ Expectation Life Time

- 8) Setelah form pengisian diisi, klik tombol “**Save & Exit**” untuk menyimpan data aset aksesoris.
- 9) Data aset yang baru ditambah akan muncul pada master data tabel daftar aset rumah sakit.

Non Medical Equipment - Inventory

Active & Non-Active Search all data

+ Add New Edit Delete Details Print QR Print Download Asset View Columns

Upload Data Import Image

No	Code	Label Code	Asset Name	Category Name	Asset Desc	Merk	Type	UIC
<input checked="" type="checkbox"/>	ITHA-990	00/CODERS/NON/2021	UPS IT ACS	IT Equipment Accessories	UPS IT ACS	LUMINOUS	PRO 600	U0001
<input type="checkbox"/>	BLDEQ-992		shower set	Building Equipment	shower set	BLDZ-ASD	SH211	
<input type="checkbox"/>	NONS-992		A.C Split	Electrical	A.C Split	Sharp	TSA-100	U-122
<input type="checkbox"/>	BLDEQ-991		Cermin	Building Equipment	Cermin	Infoma	3mm	
<input type="checkbox"/>	BLDEQ-990		URINDIR	Building Equipment	URINDIR	TOTO	U57	
<input type="checkbox"/>	NONS-989		Water Heater	Electrical	Water Heater	Bio L		
<input type="checkbox"/>	ITHA-985		UPS IT ACS3	IT Equipment Accessories	UPS IT ACS3			
<input type="checkbox"/>	ITHA-984		UPS IT ACS2	IT Equipment Accessories	UPS IT ACS2			
<input type="checkbox"/>	ITHA-979		UPS Deb	IT Equipment Accessories	UPS IT Deb	Acer	Desktop	84904
<input type="checkbox"/>	ITHA-976		UPS IT ACS CT SCAN	IT Equipment Accessories	US IT ACS CT SCAN	Zenore		
<input type="checkbox"/>	ITHA-975		UPS IT ACS	IT Equipment Accessories		ABN		
<input type="checkbox"/>	ITS-832		WINDOWS 10	IT Software		HUMIDITY	1212	
<input type="checkbox"/>	NONS-799		A.C SPLIT	Electrical	A.C Split	SHARP	PLASMACLUSTER	00018

Show 50 entries Showing 1 to 50 of 85 entries Previous 1 2 Next