



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

# PANDUAN PENGUNAAN

*Task Reminder Kalibrasi Medik*


## **SISTEM ASET MANAGEMENT RUMAH SAKIT (SAMRS)**



PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

## Task Reminder Kalibrasi Medik


- 1) Untuk melihat *reminder* jadwal kegiatan kalibrasi hanya bisa dilakukan menggunakan SAMRS versi Website.
- 2) Buka SAMRS versi Website.




- 3) Klik simbol notifikasi di bagian kanan atas di samping foto profil.



- 4) Klik "Task Reminder".



- 5) Maka akan muncul tampilan seperti berikut.



- 6) Bagian kolom “*Certificates Validity Period*” merupakan waktu tempo rencana kalibrasi terdekat. Isi di dalam kolom *Certificates Validity Period* dapat diklik.
- 7) Jika isi dalam “*Certificates Validity Period*” tersebut diklik, maka akan menampilkan detail informasi alat yang jatuh tempo kalibrasi di tabel bagian bawah.

