



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

Cetak Daftar Laporan Kalibrasi

SISTEM ASET MANAGEMENT RUMAH SAKIT (SAMRS)




We Serve With Commitment


PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Cetak Daftar Laporan Kalibrasi


- 1) Untuk mencetak laporan kegiatan kalibrasi hanya bisa dilakukan menggunakan SAMRS versi Website.
- 2) Buka SAMRS versi Website.




- 3) Masuk ke menu “*Task > Electromedic Task/Non Electromedic Task > Calibration > Schedule & Report*”.



- 4) Jika anda ingin mencari data tertentu terkait pekerjaan kalibrasi, anda bisa menggunakan fitur search dengan cara klik tombol “*Advanced Search*”.




5) Sebagai contoh disini ingin mencetak data kalibrasi di Gedung Griya Puspa Lantai 2.




6) Klik tombol “Find”.


7) Akan muncul data maintenance aset sesuai yang anda filter, yaitu di gedung Griya Puspa Lantai 2. kemudian klik tombol “Print”.




8) Pilih apakah ingin mencetak laporan atau export via Microsoft Excel. Jika ingin langsung mencetak klik tombol “Print Report”, namun jika ingin export ke Microsoft Excel klik tombol “Print Report as Excel”.



9) Jika anda perlu kolom tanda tangan pada hasil cetak data laporan, maka pilih “Yes” pada “Print Signature Column”. Lalu isi tempat, waktu dan nama PIC.



10) Hasil jika klik **“Print Report”**.



11) Hasil jika klik **“Print Report as Excel”**.

