



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

Membuat Jadwal Inspeksi


SISTEM ASET MANAGEMENT RUMAH SAKIT (SAMRS)




PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Membuat Jadwal Inspeksi


- 1) Untuk membuat jadwal kegiatan inspeksi hanya bisa dilakukan menggunakan SAMRS versi Website.
- 2) Buka aplikasi SAMRS versi Website.



- 3) Masuk ke menu “*Task > Electromedic Task > Inspection > Schedule & Report*”.



- 4) Klik tombol “*Add New*”.



5) Isi dan lengkapi form jadwal inspeksi.

Add New Inspection ✕

Field marked * is required to fill or mandatory

INTERVAL*

SCHEDULE START*

SCHEDULE END*

+ Add schedule

No	Assets Code	Assets Name	Risk Level	Room	Brand	Type	Serial Number	Form	Action
2	MEQ-38	SUCTION PUMP	Low	Perinatologi	AQUARIUS	MEDI PUMP	690000711	17.IF.MED	Remove
4	MEQ-44	ELECTROSURGERY UNIT	High	Perinatologi	ENT	ESG- 400	OL8897	07.IF.MED	Remove

Show entries Previous Next

Save
Save & Exit
Reset
Cancel

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	Interval	Jarak antara jadwal awal inspeksi dan selanjutnya. Sistem akan membuat jadwal sesuai interval berdasarkan <i>Date Inspection Start</i> dan <i>Date Inspection End</i> .
2	Date Inspection Start	Batas awal jadwal inspeksi.
3	Date Inspection End	Batas akhir jadwal inspeksi.
4	Add Schedule	Pemilihan alat yang ingin direncanakan kegiatan inspeksi
5	Form	Kolom Form wajib terisi. Jika kosong, menandakan anda belum membuat form template terkait aset tersebut dan silahkan buat template form terlebih dahulu di menu

“Files > Form > Inspection”

- 6) Klik tombol “Save & Exit”.
- 7) Jika pada bagian kolom “Form” kosong, maka anda tidak dapat membuat jadwal.

Field marked * is required to fill or mandatory

INTERVAL* WEEKLY

SCHEDULE START* 01-Jan-2023

SCHEDULE END* 31-Dec-2023

+ Add schedule


No	Assets Code	Assets Name	Risk Level	Room	Brand	Type	Serial Number	Form	Action
1	MEQ-37	SYRINGE PUMP	Low	Perinatologi	B BRAUN	PREFUSOR CI	143875		Remove
2	MEQ-38	SUCTION PUMP	Low	Perinatologi	AQUARIUS	MEDI PUMP	69000711		Remove
3	MEQ-41	PULSE OXIMETER	Low	Perinatologi	PHYSIO GYMN	PM 600	TSCM 753		Remove
4	MEQ-44	ELECTROSURGERY UNIT	High	Perinatologi	ENT	ESG-400	OL8897	07.IF.MED	Remove

Show 15 entries

Previous Next

Save Save & Exit Reset Cancel

Anda perlu membuat template form inspeksi di menu “Files > Form > Inspection”. Petunjuk pengisian bisa anda lihat di manual book SAMRS “7.2 Membuat template form inspection via website”.



- 8) Jika data pengisian lengkap, form jadwal inspeksi alat akan tersimpan dengan status (X) yang artinya belum dikerjakan dan bisa dilihat pada menu daftar inspeksi di “Task > Electromedic Task > Inspection > Schedule & Report”.

The screenshot displays the SAMRS web application interface. The top navigation bar includes the SAMRS logo, the user name 'Ricky Filtrah Abhari', and a search bar. The main content area is titled 'Electromedic Task - Maintenance Schedule & Report'. Below the title are several action buttons: 'Approve', 'Add new', 'Edit', 'Delete', 'Details', 'Print', 'Advanced Search', and 'Column'. A table lists maintenance tasks with columns for No, Status, Status, Task Code, Schedule Type, Asset Code, Asset Name, Merk, Type, and Serial Number. The table contains 9 rows of data, all with a 'NEW' status and a '2 MONTHS' schedule type. The assets listed are Syringe Pumps and Suction Pumps from Terumo and B Braun.

No	Status	Status	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type	Serial Number
1	✗	NEW	MTN-1584	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
2	✗	NEW	MTN-1585	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
3	✗	NEW	MTN-1586	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
4	✗	NEW	MTN-1587	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
5	✗	NEW	MTN-1588	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
6	✗	NEW	MTN-1589	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
7	✗	NEW	MTN-1594	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-
8	✗	NEW	MTN-1593	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-
9	✗	NEW	MTN-1592	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-