



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

*Approval Lembar Kerja Inspeksi via
Android*


SISTEM ASET MANAGEMENT RUMAH SAKIT (SAMRS)



PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Approval Lembar Kerja Inspeksi via Android

- 1) Pilih menu “**Inspection**” di tampilan utama SAMRS versi Android.




- 2) Cari data pekerjaan inspeksi yang ingin diapproved dengan status “**Finished**”. Pencarian bisa berdasarkan nama alat, merk, tipe, nomor seri dan ruangan.




- 3) Setelah di temukan klik tombol “Approve”.
- 4) Maka akan muncul detail form lembar inspeksi yang telah diisi oleh teknisi. Scroll ke bagian paling bawah kanan, klik “**Sign Using OTP**”.




- 5) Akan muncul pengisian kode OTP Validation.



- 6) Untuk melihat kode OTP, cek pesan di e-mail atau notifikasi yang masuk ke android yang berisi kode OTP yang dikirim dari sistem SAMRS.



- 7) Masukkan kode OTP yang tertera di e-mail atau notifikasi android ke pengisian OTP Validation di form inspeksi. Lalu klik tombol “OK”.



- 8) Barcode akan muncul jika kode OTP yang dimasukkan sesuai dengan pesan yang dikirim di e-mail atau notifikasi android.



- 9) Klik tombol “**Approve**”. Otomatis pekerjaan inspeksi tersebut akan hilang pada tampilan android karena yang tampil pada daftar inspeksi android hanya perkerjaan yang belum dikerjakan dan belum diapprove.
- 10) Selain itu di daftar inspeksi aplikasi website, kegiatan inspeksi tersebut statusnya ceklis berwarna hijau (✓) yang menandakan kegiatan inspeksi pada aset sudah selesai dikerjakan.

Electromedic Task - Insepection Schedule & Report

Search all data

Approve Add new Edit Delete Details Print Advanced Search Column

No	Status	Status Detail	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type	Set
1	✗	NEW	INP-2249	MONTHLY	MEQ-18	SYRINGE PUMP	MINDRAY	BENEFUSION SPSEX	8080
2	✓	APPROVED	INP-2248	MONTHLY	MEQ-18	SYRINGE PUMP	MINDRAY	BENEFUSION SPSEX	8080
3	✓	APPROVED	INP-2244	ONCE	MEQ-18	SYRINGE PUMP	MINDRAY	BENEFUSION SPSEX	8080
4	✓	FINISHED	INP-2127	ONCE	MEQ-20	INFANT INCUBATOR	DAVID NINGBO	YP-90A	5091
5	✗	NEW	INP-2094	ONCE	MEQ-19	INFANT INCUBATOR	DAVID NINGBO	YP-90A	6120
6	✓	APPROVED	INP-1967	ONCE	MEQ-9	SPHYGMOMANOMETER, ANEROID	ESTERN	NOVA.P	1004