



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

*Approval Lembar Kerja Pemeliharaan
(Maintenance) via Website*

**SISTEM ASET MANAGEMENT
RUMAH SAKIT (SAMRS)**



PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Approval Lembar Kerja Pemeliharaan (Maintenance) via Website

- 1) Buka aplikasi SAMRS versi Website.
- 2) Jika ingin melakukan approval maintenance aset medik klik menu “**Task > Electromedic Task > Maintenance > Schedule & Report**” di sidebar (sisi kiri).



- 3) Tetapi jika ingin melakukan approval maintenance aset non medik klik menu “**Task > Non-Medic Task > Maintenance > Schedule & Report**” di sidebar (sisi kiri).




- 4) Jika menu tersebut tidak muncul/tersedia silahkan hubungi Administrator SAMRS untuk dibuka akses ke menu inspeksi.
- 5) Akan muncul seluruh daftar pekerjaan maintenance.


No	Status	Status	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type
1	✓	APPROVED	MTN-2266	DAILY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
2	✓	APPROVED	MTN-2264	WEEKLY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
3	✗	NEW	MTN-2265	WEEKLY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
4	✗	NEW	MTN-2262	WEEKLY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
5	✓	APPROVED	MTN-2141	ONCE	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
6	✗	NEW	MTN-2267	DAILY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
7	✗	NEW	MTN-2273	DAILY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10
8	✗	NEW	MTN-2268	DAILY	MEQ-840	PATIENT MONITOR	MINDRAY	UMEC-10

6) Cari aset yang ingin diapprove maintenance dengan status “FINISHED” (✓). Anda bisa menggunakan fitur pencarian pada tombol “**Adv. Search**”. Sebagai contoh, disini akan mencari data maintenance yang ingin diapprove di ruang Perinatologi, caranya :


a) Klik tombol “**Adv. Search**”.



b) Pada bagian “**Column**”, pilih “**Room Name**” dan isi nama ruangan “**Perinatologi**”.



c) Pada bagian “**Status & Task Periode**”. Pilih “**Finish Not Approve**” (maintenance yang sudah dikerjakan namun belum diapprove oleh PIC ruangan/maintenance).



d) Klik “**FIND**”.

- e) Akan muncul daftar maintenance yang sudah dikerjakan namun belum diapprove oleh PIC ruangan/maintenance di ruang “Perinatologi”.

No	Status	Status	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type	Serial Number	Room-Name
1	✓	FINISHED	MTN-2191	ONCE	MEQ-44	ELECTROSURGERY UNIT	ENT	ESG- 400	OL8897	Perinatologi
2	✓	FINISHED	MTN-2419	MONTHLY	MEQ-25	SYRINGE PUMP	B BRAUN	PREFUSOR COMPACT S	63019	Perinatologi
3	✓	FINISHED	MTN-2416	MONTHLY	MEQ-16	TIMBANGAN BADAN	GEA	ZT-120	TBCM01	Perinatologi
4	✓	FINISHED	MTN-2376	ONCE	MEQ-18	SYRINGE PUMP	MINDRAY	BENEFUSION SP5EX	8080593	Perinatologi

- 7) Silahkan pilih aset yang ingin anda approve kemudian klik tombol “Approve”.

No	Status	Status	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type
1	✓	FINISHED	MTN-2191	ONCE	MEQ-44	ELECTROSURGERY UNIT	ENT	ESG- 400
2	✓	FINISHED	MTN-2419	MONTHLY	MEQ-25	SYRINGE PUMP	B BRAUN	PREFUSOR COMPACT S
3	✓	FINISHED	MTN-2416	MONTHLY	MEQ-16	TIMBANGAN BADAN	GEA	ZT-120
4	✓	FINISHED	MTN-2376	ONCE	MEQ-18	SYRINGE PUMP	MINDRAY	BENEFUSION SP5EX

- 8) Akan muncul form lembar kerja maintenance. Silahkan scroll ke bagian paling bawah kiri, kemudian klik “Add Signature”.

Approve Form Maintenance

Good
 Lightly Damage
 Heavy Damage


Note: OK

Chairman : _____
 Ferdy

Implementer : _____
 Ricky Fitrah Abhari

Add Signature


Akan muncul tampilan seperti berikut.



Biarkan tampilan seperti itu.

- 9) Sistem akan mengirim kode OTP melalui email dan notif android jika ponsel android anda telah diinstall SAMRS. Silahkan cek.

- **Notif Email**



- **Notif Android**



- 10) Masukkan kode OTP lalu klik tombol **“Submit OTP”**.



- 11) Jika kode OTP sesuai akan muncul kode QR Code yang menandakan sudah diapprove oleh teknisi/pelaksana.



- 12) Klik tombol **“Save & Close”**. Otomatis status pekerjaan maintenance berubah menjadi ceklis berwarna hijau (✓) yang menandakan tahapan akhir dari pekerjaan maintenance sudah selesai.

